



Медицинские
Телеметрические
Системы

портативный кардиопейджер

КАРДИОДЖЕТ

www.cardiojet.ru



Кардиопейджер:

- Запись ЭКГ в 12-ти отведениях
- Высокое качество регистрации и передачи ЭКГ
- Удобство применения, в том числе, для пожилых людей
- Небольшой размер и вес
- Общее время снятия ЭКГ не более 60 секунд
- Передача ЭКГ через стационарный или мобильный телефон

*Карманный
электрокардиограф,
который уместится
на ладони. Пользоваться
им легко и просто!*





Кардиограмма на расстоянии как РАЗ, два, три

1 Снять ЭКГ в любое время, в любом месте



С помощью маленького кардиопейджера «Кардиоджет» пациент, почувствовав первые признаки недомогания **В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО** за минуту может снять электрокардиограмму.



Кардиограмма на расстоянии как раз, ДВА, три

2 Передать ЭКГ по любому телефону



Из любой точки мира, используя любой телефон - ЭКГ передается в центр кардиотелеметрии. Нужно набрать номер центра и приложить "Кардиоджет" к микрофону трубки.

**ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ЭКГ -
ПОЛТОРЫ МИНУТЫ**



Кардиограмма на расстоянии как раз, два, ТРИ


3 Получить рекомендацию кардиолога



Врачи-кардиологи центра дежурят круглосуточно. Приняв звонок, врач мгновенно видит на мониторе полноценную электрокардиограмму, по которой сразу же может **ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ**, а в неотложном случае направить к пациенту скорую помощь.



Удобно и наглядно для врачей





Преимущества использования кардиотелеметрии на базе КАРДИОДЖЕТ

- Высокое качество измерения (12 отведений) — сопоставимо со стационарными кардиографами
- Невысокая цена (ниже западных аналогов на 30-80%)
- Интегрированность услуг в существующие медицинские технологии и практики, признание и оплата страховыми компаниями (по ДМС)
- Постоянное усовершенствование системы с 2006 года
- Методическая и техническая поддержка



ПРЕИМУЩЕСТВА



Как применяется кардиотелеметрия?

- Диагностика заболеваний сердца
- Помощь в определении необходимости экстренной госпитализации
- Подбор и коррекция лекарственной терапии
- «Лекарство» от кардиофобий



ПРИМЕНЕНИЕ



Кардиотелеметрия применима в разных клинических ситуациях, не заменяя стандартные схемы диагностики и ведения, а дополняя их мобильностью и оперативностью.

Использование кардиотелеметрии позволяет сократить число необоснованных госпитализаций и существенно сэкономить бюджетные средства.

Целесообразно внедрять дистанционную электрокардиографию в практику участковых врачей, врачей общей практики, выездных бригад скорой/неотложной помощи, бригад МЧС.